

MANUEL D'UTILISATION STÉRILSET IIS

En date de: 2024-10

1828-190054-04




Fig. 1: SUPPORT ENDOSCOPE REF 182214





Fig. 2: HOUSSE STÉRILE REF 6001-40001

Pour plus de détails sur le fonctionnement du SOLOASSIST IIS, veuillez consulter le document "Manual SOLOASSIST IIS - FR 1828-190042".


Étape 1: Préparation de HOUSSE STÉRILE





Étape	Description
	Sortir l'ARTICULATION A CARDAN, PINCE DE L'ENDOSCOPE Ø10 et PINCE DE L'ENDOSCOPE Ø5 de leur emballage et les mettre dans l'emballage prêt.
	Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'ARTICULATION A CARDAN et retirez le PINCE DE L'ENDOSCOPE Ø10 de l'ARTICULATION A CARDAN.
	Retirez la HOUSSE STÉRILE de son emballage et placez-la en position prête.
	Ouvrir le HOUSSE STÉRILE plié au milieu (marquage adhésif avec flèche bleue).
	Saisir le HOUSSE STÉRILE d'une main. Insérer le bouchon de l'ARTICULATION A CARDAN à travers l'ouverture dans la partie élastique du HOUSSE STÉRILE.
	Tirez à travers l'ARTICULATION A CARDAN.
	Tirer l'extrémité avant élastique du HOUSSE STÉRILE sur le collier conique du connecteur.

Étape	Description
	Veillez à ce que l'extrémité avant élastique du HOUSSE STÉRILE s'arrête comme indiqué sur l'image.

Tab. 1: Prépare le Préparation de HOUSSE STÉRILE

Étape 2: Connecter l'ARTICULATION A CARDAN et couvrir le bras avec HOUSSE STÉRILE

	Habituellement le SOLOASSIST IIS est appliqué avec la HOUSSE STÉRILE après que la peau ait été désinfectée, mais avant que le patient ne soit stérilement couvert.
---	--

Étape	Description
	Guider l'ARTICULATION A CARDAN avec HOUSSE STÉRILE de bas en haut jusqu'à la rampe.
	Insérez la fiche de l'ARTICULATION A CARDAN dans le support jusqu'à ce que l'ARTICULATION A CARDAN s'enclenche de manière audible. Vérifier l'engagement correct en tirant sur l'ARTICULATION A CARDAN.
	Glisser le HOUSSE STÉRILE sur le bras.
	Saisissez le HOUSSE STÉRILE et tirez-le vers le bas au-dessus de votre bras. Récupérer l'excédent de longueur du HOUSSE STÉRILE vers le bas.

Tab. 2: obtenir stérile

Continuer avec la couverture stérile du patient selon la procédure habituelle dans votre établissement.






Utilisez uniquement le HOUSSE STÉRILE d'origine - REF 6001-40001 - et le SUPPORT ENDOSCOPE d'origine - REF 182214 - achetés chez le fabricant ou un partenaire autorisé.

Étape 3: Montage du PINCE DE L'ENDOSCOPE sur l'endoscope

Sélectionnez le PINCE DE L'ENDOSCOPE qui convient à votre endoscope. Le SUPPORT ENDOSCOPE contient un PINCE DE L'ENDOSCOPE chacun pour Ø10 mm et Ø5 mm.

Le **PINCE DE L' ENDOSCOPE Ø10** peut recevoir en toute sécurité tous les endoscopes d'un diamètre extérieur de **8 à 11 mm**. Le **PINCE DE L' ENDOSCOPE Ø5** peut recevoir en toute sécurité tous les endoscopes d'un diamètre extérieur de **4 à 6 mm**.

Contactez-nous si vous utilisez un endoscope avec un diamètre extérieur différent.



Étape	Description
	Glisser le PINCE DE L'ENDOSCOPE Ø10 sur l'endoscope et serrer le ÈCROU MOLETÉ à la main. Ne serrez le ÈCROU MOLETÉ que pour que vous puissiez toujours tourner l'endoscope.
	Si vous utilisez le PINCE DE L'ENDOSCOPE Ø5, la VIS doit être retirée du PINCE DE L'ENDOSCOPE Ø10 et introduite dans le PINCE DE L'ENDOSCOPE Ø5 mm.
	Tourner le ÈCROU MOLETÉ sans serrer la VIS. Vous pouvez maintenant fixer un endoscope Ø5 mm au PINCE DE L'ENDOSCOPE Ø5. Ne serrez le ÈCROU MOLETÉ que pour que vous puissiez toujours tourner l'endoscope.

Tab. 3: Montage du PINCE DE L'ENDOSCOPE sur l'endoscope



Étape 4: Détermination d'un POINT DE TROCART

Étape	Description
	Appuyez sur le bouton (5) "Déverrouiller" et déplacez le POINTE DE PALPEUR de l'ARTICULATION A CARDAN au point d'entrée du trocart dans la paroi abdominale.
	<p>Appuyer sur la touche (1) «PT» du panneau de commande du SOLOASSIST IIS.</p> <p>Après avoir appuyé sur la touche, une rétroaction optique est obtenue. L'affichage (5) « Prêt » commence à clignoter en vert, le POINT DE TROCART est alors mémorisé.</p>

Tab. 4: détermination d'un POINT DE TROCART

	ATTENTION ! Lors de l'effleurement du POINT DE TROCART, l'endoscope ne doit pas être relié à l'ARTICULATION A CARDAN.
	Si une panne de courant devait survenir ou que l'alimentation électrique est accidentellement débranchée pendant l'utilisation, le POINT DE TROCART est perdu et doit être redéfini.




Étape 5: Suspendre l'endoscope

Étape	Description
	Déplacer le SOLOASSIST IIS de sorte que l'ARTICULATION A CARDAN arrive à proximité de l'endoscope (système optique) déjà inséré dans le trocart et positionné de manière approximative.
	Fixer l'endoscope (optique) à l'ARTICULATION A CARDAN en fixant le PINCE DE L'ENDOSCOPE. Le PINCE DE L'ENDOSCOPE s'enclenche d'un "clic".














Tab. 5: Suspendre l'endoscope

Étape 6: Cesser l'utilisation

Étape	Description
	Retirer l'endoscope (optique) de l'ARTICULATION A CARDAN en appuyant sur les deux pieds du PINCE DE L'ENDOSCOPE.
	Relâcher l'ÉCROU MOLETÉ et retirer le PINCE DE L'ENDOSCOPE de l'endoscope. Jetez le PINCE DE L'ENDOSCOPE (Ø10, Ø5) utilisé.
	Retirez l'ARTICULATION A CARDAN du bras de flèche en tirant vers le bas les curseurs de déverrouillage latéraux. Jetez l'ARTICULATION A CARDAN utilisée.

Étape	Description
	<p>Éliminer le HOUSSE STÉRILE utilisé du SOLOASSIST IIS.</p> <p>Mettre le SOLOASSIST IIS en position verticale pour le stockage ultérieur sur le TROLLEY.</p>
	Débrancher tous les câbles de connexion et le BLOC D'ALIMENTATION.
	Le SOLOASSIST IIS peut être enlevé de la table d'opération et entreposé sur le TROLLEY.

Tab. 6: Cesser l'utilisation

Symbol	Signification
	Numéro de commande
	Numéro de lot
	Peut être utilisé jusqu'à
	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Plénipotentiaire dans la Communauté européenne
	Mandataire en Suisse
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Ne pas restériliser
	Ne pas réutiliser
	Sans latex
	Stocker dans un endroit sec
	Protéger de la lumière du soleil
	Fabricant

Tab. 7: Symboles pour les articles jetables



AKTORMed GmbH
 Neugablonzer Straße 13
 D-93073 Neutraubling

Internet: www.aktormed.com

AKTORMed et SOLOASSIST sont des marques déposées de AKTORMed GmbH.